
# Dosage par étalonnage

# 4 Extraits de sujets corrigés du bac S

© http://labolycee.org

Notions et contenus	Compétences exigibles		
Contrôle de la qualité par			
	Mettre en œuvre un protocole expérimental pour	0	8
Dosages par étalonnage : - spectrophotométrie ; loi de	caractériser une espèce colorée.		
Beer-Lambert ; - conductimétrie ; explication qualitative de la loi de Kohlrausch, par analogie	Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d'une espèce à l'aide de courbes d'étalonnage en utilisant la spectrophotométrie et la conductimétrie, dans le domaine de la santé, de l'environnement ou du contrôle de la qualité.	(1)	8

# Résumé en vidéo (9 min) <a href="http://acver.fr/4xp">http://acver.fr/4xp</a>



Source de l'image <a href="http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article50">http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article50</a>

Les corrigés sont rédigés par les professeurs de l'association Labolycée.
Toute reproduction de ces corrigés sans l'autorisation de l'association est interdite.
Ces corrigés sont accessibles gratuitement et sans inscription sur http://labolycee.org

Contacts: <a href="https://twitter.com/Labolycee">https://twitter.com/Labolycee</a>; <a href="https://twww.facebook.com/labolycee/">https://twitter.com/Labolycee</a>; <a href="https://twww.facebook.com/labolycee/">https://twww.facebook.com/labolycee/</a>; <a href="https://twitter.com/Labolycee">labolycee</a>]; <a href="https://twitter.com/Labolycee">https://twitter.com/Labolycee</a>); <a href="https://twitter.com/Labolycee/">https://twitter.com/Labolycee/</a>); <a href="https://twitter.com/Labolycee/">https:/

### 2005/11 Nouvelle Calédonie EXERCICE II. DEUX ANTISEPTIQUES (6,5 points)

Le Lugol est un antiseptique couramment utilisé. Les indications portées sur un flacon de solution commerciale sont données dans le tableau ci-dessous.

dano le labicad el accedas.	
Lugol (solution $S_0$ )	
Composition : iodine solution (eau iodée)	

On se propose dans cet exercice de tracer une courbe d'étalonnage à l'aide d'un spectrophotomètre afin d'utiliser cet appareil pour déterminer le titre de la solution S<sub>0</sub> de Lugol.

### 1. Courbe d'étalonnage du spectrophotomètre

On dispose de six solutions aqueuses de diiode de concentrations molaires apportées différentes. La mesure de l'absorbance A de chaque solution a été réalisée avec un spectrophotomètre UV-visible réglé à la longueur d'onde  $\lambda = 500$  nm.

Le spectrophotomètre utilisé admet une gamme de mesures pour l'absorbance de  $A_0 = 0$  à  $A_{max} = 2,00$ .

Parmi les espèces chimiques présentes le diiode est la seule espèce qui absorbe à 500 nm. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe d'étalonnage de la Figure 1 de L'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE.

- **1.1.** Justifier, à partir de la courbe d'étalonnage, que les grandeurs portées sur le graphe sont liées par une relation de la forme  $A = k[I_2]$ .
- **1.2.** On note  $[l_2]_{max}$  la concentration molaire apportée en diiode au-delà de laquelle l'absorbance d'une solution de diiode n'est pas mesurable par le spectrophotomètre utilisé ici.

Déterminer graphiquement la valeur de  $[I_2]_{max}$  en faisant clairement apparaître la méthode utilisée sur la Figure 1 de **L'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE**.

### ACCÈS À LA CORRECTION

### 2. Titre du Lugol

Pour déterminer le titre en diiode du Lugol, il est ici nécessaire de diluer dix fois la solution commerciale S<sub>0</sub>. La solution obtenue est notée S<sub>0</sub>'.


Le matériel mis à disposition est le suivant :

- bechers 50 mL, 100 mL, 250 mL;
- pipettes jaugées 5,0 mL, 10,0 mL, 20,0 mL;
- éprouvettes graduées 10 mL, 20 mL, 100 mL;
- fioles jaugées 100,0 mL, 250,0 mL, 500,0 mL.
- **2.1.** Choisir, sans justification, le matériel nécessaire pour préparer  $S_0$ '.
- **2.2.** Sans modifier les réglages du spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de la solution  $S_0$ ':

$$A_{S_0'} = 1,00.$$

- **2.2.1.** Déterminer graphiquement sur la Figure 1 de L'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE la concentration molaire apportée en diiode de la solution  $S_0$ . On fera clairement apparaître la méthode graphique utilisée.
- **2.2.2.** En déduire la concentration molaire apportée  $c_{\perp}$  en diiode du Lugol (solution commerciale  $S_0$ )
- 2.2.3. Pourquoi a-t-il été nécessaire de diluer le Lugol (solution commerciale S<sub>0</sub>) ?

# ACCÈS À LA CORRECTION



### **Bac S Antilles Session de remplacement 2014**

http://labolycee.org

# EXERCICE I. QUELLE TENEUR EN CUIVRE DANS UNE PIÈCE DE 5 CENTIMES D'EURO ? (5 points) Accès à la correction



La pièce de 5 centimes d'euro est composée d'un centre en acier (constitué essentiellement de fer et de carbone) entouré de cuivre. Elle a un diamètre de 21,25 mm, une épaisseur de 1,67 mm et une masse de 3,93 g.

On cherche par une méthode spectrophotométrique à déterminer la teneur en cuivre d'une telle pièce.

Le cuivre, de masse molaire 63,5 g.mol<sup>-1</sup>, est un métal qui peut être totalement oxydé en ions cuivre (II) par un oxydant puissant tel que l'acide nitrique selon la réaction d'équation :

$$3 \text{ Cu(s)} + 8 \text{ H}^+(\text{aq}) + 2 \text{ NO}_3^-(\text{aq}) \rightarrow 3 \text{ Cu}^{2+}(\text{aq}) + 4 \text{ H}_2\text{O(I)} + 2 \text{ NO(g)}$$

Les ions cuivre (II) formés se retrouvent intégralement dissous en solution ; le monoxyde d'azote NO est un gaz peu soluble.

En pratique, on dépose une pièce de 5 centimes dans un erlenmeyer de 100 mL, on place cet erlenmeyer sous la hotte et on met en fonctionnement la ventilation.

Équipé de gants et de lunettes de protection, on verse dans l'erlenmeyer 20 mL d'une solution d'acide nitrique d'une concentration environ égale à 7 mol.L<sup>-1</sup>.

La pièce est alors assez vite oxydée et on obtient une solution notée S<sub>1</sub>.

On transfère intégralement cette solution  $S_1$  dans une fiole jaugée de 100 mL et on complète cette dernière avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient une solution  $S_2$  qui contient également des ions fer (III) provenant de la réaction entre l'acide nitrique et le fer contenu dans le centre d'acier de la pièce. L'absorbance de la solution  $S_2$  à 800 nm est mesurée, elle vaut 0,575.

### 1. Étalonnage.

- **1.1.** Déterminer, en argumentant votre réponse, les couleurs attendues pour une solution d'ions cuivre(II) et pour une solution d'ions fer (III). Pour quelle raison choisit-on de travailler à une longueur d'onde de 800 nm ?
- **1.2.** On fait subir à différents échantillons de métal cuivre pur le même traitement que celui décrit ci-dessus pour la pièce. On obtient alors des solutions d'ions cuivre (II) dont on mesure l'absorbance à 800 nm.

Montrer, en utilisant le document 2 et en complétant **l'ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE**, que la loi de Beer-Lambert est vérifiée pour ces solutions d'ions cuivre (II).

### 2. Détermination de la teneur en cuivre dans la pièce.

- **2.1.** Déterminer la masse de cuivre contenue dans la pièce de 5 centimes d'euro.
- 2.2. En déduire la teneur (ou « pourcentage massique ») en cuivre dans la pièce.

#### 3. Incertitude.

10 groupes d'élèves ont déterminé expérimentalement la masse de cuivre présente dans 10 pièces de 5 centimes de même masse. Leurs résultats sont les suivants :


Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masse de cuivre (mg)	260	270	265	263	264	265	262	261	269	267

- **3.1.** Déterminer, grâce aux valeurs trouvées par les élèves, l'incertitude élargie (pour un niveau de confiance de 95 %) sur la mesure de la masse de cuivre dans une pièce.
- **3.2.** En déduire l'intervalle dans lequel devrait se situer le résultat du mesurage de la masse de cuivre avec un niveau de confiance de 95 %.


Document 1 : Spectres d'absorption des ions cuivre (II) et fer (III) dans l'eau.

On donne ci-dessous les spectres d'absorption d'une solution d'ions cuivre (II) et d'une solution d'ions fer (III), ainsi qu'un tableau reliant longueur d'onde d'absorption et couleur complémentaire. Le « blanc » a été fait avec de l'eau pure.

Solution aqueuse d'ions cuivre (II) Cu<sup>2+</sup> de concentration 7,5×10<sup>-3</sup> mol.L<sup>-1</sup>



Solution aqueuse d'ions fer (III) Fe<sup>3+</sup> de concentration 5,0×10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>



couleur absorbée	violet	bleu	vert	jaune	orange	Rouge
longueur d'onde d'absorption (nm)	400-424	424-491	491-575	575-585	585-647	647-850
couleur complémentaire	jaune-vert	jaune	pourpre	bleu	vert-bleu	bleu-vert

### Document 2 : Courbe d'étalonnage.

Tableau donnant l'absorbance A à 800 nm de solutions aqueuses contenant des ions cuivre (II), obtenues à partir de divers échantillons de métal cuivre pur :

Masse de l'échantillon de cuivre (mg)	0	25,1	50,6	103,8	206,2	300,6
Concentration (mol.L <sup>-1</sup> )	0	3,95×10 <sup>-3</sup>	7,97×10 <sup>-3</sup>	1,63×10 <sup>-2</sup>	3,25×10 <sup>-2</sup>	4,74×10 <sup>-2</sup>
Absorbance	0	0,055	0,121	0,231	0,452	0,649

### Document 3: Incertitude sur un mesurage.

On rappelle les différentes formules intervenant dans la détermination de l'incertitude sur le résultat du mesurage d'un ensemble de n valeurs  $\{x_1, x_2 \dots x_n\}$ :

Écart-type : 
$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$$

Incertitude-type sur la moyenne :  $u(x) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$ 

Incertitude élargie sur la moyenne : U(x) = k.u(x),

avec: k = 1 pour un niveau de confiance de 68%;

k = 2 pour un niveau de confiance de 95%;

k = 3 pour un niveau de confiance de 98%;

# ANNEXE DE L'EXERCICE I À RENDRE AVEC LA COPIE

						 	**********	

**EXERCICE I – VANILLE ET VANILLINE (9 points)** 

2. Dosage spectrophotométrique de la vanilline dans un sachet de sucre vanillé

Accès à la correction

Sur l'étiquette du sachet de sucre vanillé, il est précisé l'information suivante : « 4% en masse de gousse de vanille ». On souhaite vérifier cette information.

# Vanillé

### Accès à la correction

### Protocole de préparation de la gamme étalon

- Dans une fiole jaugée de 1,00 L, introduire 100 mg de vanilline pure.
- Dissoudre complètement la vanilline et compléter jusqu'au trait de jauge avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On obtient une solution mère notée F<sub>0</sub>.
- Dans une fiole jaugée de 100,0 mL, introduire 1,00 mL de F<sub>0</sub> et compléter jusqu'au trait de jauge avec la solution d'hydroxyde de sodium. On note F<sub>1</sub> la solution fille obtenue.
- Préparer de même des solutions filles F<sub>2</sub> à F<sub>6</sub> en prélevant respectivement des volumes égaux à 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 et 6,0 mL de F<sub>0</sub>.
- Mesurer l'absorbance A des six solutions pour une longueur d'onde de 348 nm. À cette longueur d'onde, seule la vanilline absorbe.

### Protocole de préparation de l'échantillon de sucre vanillé

- Dans une fiole jaugée de 500 mL, introduire 1,0 g de sucre vanillé.
- Dissoudre complètement le sucre et compléter jusqu'au trait de jauge avec la solution d'hydroxyde de sodium.
- Mesurer l'absorbance de la solution de sucre vanillé pour une longueur d'onde de 348 nm.

### Résultats expérimentaux

Solutions filles	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>5</sub>	F <sub>6</sub>	sucre vanillé
Concentration (en µmol.L <sup>-1</sup> )		13	20	26	33	39	
Absorbance A	0,175	0,342	0,510	0,670	0,851	1,020	0,241

D'après La chimie expérimentale (Chimie organique et minérale) Romain BARBE, Jean-François LE MARÉCHAL – Édition 2007 DUNOD

**Donnée :** Masse molaire moléculaire de la vanilline M = 152,0 g.mol<sup>-1</sup>

- **2.1.** Montrer que la concentration de la solution mère  $F_0$  est de  $6,6 \times 10^{-4}$  mol.L<sup>-1</sup> puis en déduire la concentration de la solution fille  $F_1$ .
- **2.2.** Montrer à l'aide des résultats expérimentaux que la masse de vanilline présente dans 1,00 g de sucre vanillé est d'environ 0,7 mg.

Toute démarche du candidat, même non aboutie, sera prise en compte.


**2.3.** Sachant qu'un gramme de gousse de vanille peut contenir de 5 à 25 mg de vanilline, vérifier si la mention sur l'étiquette est acceptable.

# Bac S Pondichéry 2012 Accès à la correction http://labolycee.org EXERCICE II - Spectrophotométrie (5,5 points)

La lumière est un « outil » précieux en chimie analytique. En effet, toute espèce chimique est susceptible d'interagir avec des radiations lumineuses. Par exemple, une espèce colorée X absorbe certaines radiations visibles.

Le principe de la spectrophotométrie repose sur la mesure de l'absorbance A de l'espèce X en solution dans un solvant Y. Cette grandeur A est le résultat de la comparaison de deux intensités lumineuses : celle d'une radiation monochromatique ayant traversé une cuve transparente contenant le solvant Y, et celle de la même radiation émergeant de la même cuve contenant la solution de l'espèce X dans le solvant Y.

### Schéma de principe d'un spectrophotomètre à prisme




### <u>2ème partie : Dosage colorimétrique par étalonnage</u>

On se propose de déterminer la concentration en diiode dans une teinture d'iode officinale. On commence par diluer 200 fois la teinture d'iode (trop concentrée pour une étude spectrophotométrique directe). La solution aqueuse obtenue à l'issue de cette dilution est appelée solution S.

Par ailleurs, on dispose d'un ensemble de solutions aqueuses de diiode notées  $D_1$ ,  $D_2$ , etc.) de concentrations connues toutes différentes. Ces solutions ont des colorations proches de celle de la solution S.





Masse molaire atomique de l'iode : 127 g.mol-1

Écart relatif entre une valeur expérimentale  $G_{\text{exp}}$  et une valeur attendue  $G_{\text{a}}$  d'une grandeur quelconque G :  $\left|\frac{G_{\text{exp}}-G_{\text{a}}}{G_{\text{a}}}\right|$ 

- **2.1.** On peut trouver expérimentalement un encadrement de la concentration en diiode de la solution S, sans utiliser un spectrophotomètre.
- **2.1.1.** Expliquer brièvement la méthode.
- **2.1.2.** Pourquoi lors de la mise en œuvre de cette méthode, faut-il que les récipients utilisés (tubes à essais ou béchers) soient tous identiques ?
- **2.2.** À l'aide d'un spectrophotomètre, on mesure l'absorbance A<sub>i</sub> de chaque solution D<sub>i</sub> de diiode, puis celle de la solution S.
- **2.2.1.** Donner la valeur d'une longueur d'onde qui vous paraît bien appropriée pour ces mesures. Justifier brièvement.
- 2.2.2. On obtient les résultats suivants :

Concentration C de la solution en µmol.L <sup>-1</sup>	50	100	250	500	750	1000
Absorbance A de la solution	0,041	0,10	0,22	0,46	0,70	0,87

Absorbance de la solution S: A = 0.78.


La courbe d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration molaire C en diiode est fournie en annexe.

La relation entre l'absorbance A et la concentration C est appelée loi de Beer-Lambert. Elle s'écrit :  $A = k \times C$  avec k une constante et C la concentration molaire de l'espèce colorée dans la solution. La courbe d'étalonnage obtenue est-elle en accord avec cette loi ? Justifier.

- **2.2.3.** Déterminer graphiquement la concentration molaire  $C_{\text{S.exp}}$  en diiode de la solution S. En déduire la concentration molaire  $C_{\text{exp}}$  en diiode de la teinture d'iode officinale.
- **2.3.** La teinture d'iode officinale est étiquetée à 5,0 % en masse de diiode. Sa masse volumique est  $\rho = 9,0 \times 10^2 \text{ g.L}^{-1}$ .
- **2.3.1.** À partir de ces données, vérifier que la concentration massique C<sub>m</sub> en diiode attendue dans cette teinture est 45 g.L<sup>-1</sup>.
- **2.3.2.** En déduire la valeur de la concentration molaire attendue en diiode dans cette teinture. On la notera C<sub>a</sub>.
- **2.3.3.** Calculer l'écart relatif entre la valeur expérimentale C<sub>exp</sub> à la valeur C<sub>a</sub>. Conclure.

# Annexe de l'exercice II à rendre avec la copie

## Questions 2.2.2 et 2.2.3. : Courbes d'étalonnage :




### 1. Courbe d'étalonnage du spectrophotomètre

**1.1.** La courbe représentative de  $A = f([I_2])$ , figure 1, est une **droite** qui **passe par l'origine**. L'absorbance proportionnelle à la concentration en diiode, on peut écrire: Α  $k[I_2]$ (k coefficient de proportionnalité).

**1.2.** 
$$A_{\text{max}} = 2,00$$

L'abscisse du point d'ordonnée correspondante nous donne la valeur  $de [I_2]_{max}$ Figure 1



 $[I_2]_{max} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ 

### **RETOUR AU SUJET**

### 2. Titre du Lugol

- 2.1. La solution est diluée dix fois, il nous faut donc une pipette jaugée de 10,0 mL et une fiole jaugée de 100,0 mL.
- **2.2.1.** On prend l'abscisse du point d'ordonnée  $A_{S_0} = 1,00$ , soit  $[I_2]_{S_0} = 4,0 \times 10^{-3}$  mol.L<sup>-1</sup>
- **2.2.2.**  $c_L = 10 \times [I_2]_{S_0^-}$  (solution  $S_0$  diluée dix fois)  $c_L = 10 \times 4,0 \times 10^{-3} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

$$\mathbf{c_L} = 10 \times 4,0 \times 10^{-3} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

**2.2.3.** Si on ne diluait pas la solution commerciale, l'absorbance serait non mesurable car  $c_L > [I_2]_{max}$ .

### Bac S 2016 Nouvelle Calédonie

Retour au sujet

EXERCICE I - VANILLE ET VANILLINE (9 points) - CORRECTION © http://labolycee.org

### 2. Dosage spectrophotométrique de la vanilline dans un sachet de sucre vanillé

**2.1.** Par définition de la concentration molaire en soluté apporté :  $c_0 = \frac{n(HVan)_0}{V_{fiole 0}} = \frac{m(HVan)_0}{M(HVan) \times V_{fiole 0}}$ 

$$C_0 = \frac{100 \times 10^{-3}}{152.0 \times 1.00} = 6,58 \times 10^{-4} \text{mol.L}^{-1}$$

Ce résultat est cohérent avec la valeur de 6,6×10<sup>-4</sup> mol.L<sup>-1</sup> donnée.

La solution fille F<sub>1</sub> a été préparée par dilution.

Solution mère : Solution fille :

$$V_0 = 1,00 \text{ mL}$$
  $V_1 = 100,0 \text{ mL}$ 

$$C_0 = 6.58 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$
  $C_1 =$ 

Au cours d'une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve,  $n_0 = n_1$ 

$$C_0.V_0 = C_1.V_1$$

$$C_1 = \frac{C_0.V_0}{V_1}$$

$$C_1 = \frac{6,58 \times 10^{-4} \times 1,00}{100,0} = 6,58 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

**2.2.** Quand elle est vérifiée, la loi de Beer-Lambert implique une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration de l'espèce qui absorbe : A = k.C.

Vu que le sujet ne demande pas tracer la courbe A = f(C), et qu'il n'y a ni papier millimétré fourni, ni annexe à rendre, nous allons vérifier qu'il y a bien proportionnalité entre A et C :

Solution filles	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>5</sub>	F <sub>6</sub>
Concentrations C (en µmol.L <sup>-1</sup> )	6,6	13	20	26	33	39
Absorbance A	0,175	0,342	0,510	0,670	0,851	1,020
$k = \frac{A}{C} \text{ (en L.} \mu \text{mol}^{-1}\text{)}$	0,027	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026

Le rapport  $k = \frac{A}{C}$  étant sensiblement constant, on peut considérer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée.

Ainsi, par proportionnalité :  $C_{SV} = \frac{A_{SV}}{k}$  (SV pour solution de Sucre Vanillé)

$$C_{SV} = \frac{0.241}{0.026} = 9.3 \ \mu \text{mol.L}^{-1}$$

On cherche  $m(HVan) = n(HVan) \times M(HVan)$ 

Retour au sujet

$$= C_{SV} \times V_{fiole SV} \times M(HVan)$$

 $m(HVan) = 9.3 \times 10^{-6} \times 500 \times 10^{-3} \times 152,0 = 7.0 \times 10^{-4} g = 0.70 \text{ mg comme indiqué.}$ 

2.3. Un gramme de gousse de vanille peut contenir de 5 à 25 mg de vanilline (énoncé).

Les « 4 % en masse de gousse de vanille » indiqués sur le sachet correspondent donc à une masse de

vanilline comprise dans l'intervalle 
$$\frac{4}{100} \times 5 \le m \le \frac{4}{100} \times 25$$
 mg

$$0,2 \le m \le 1 \text{ mg}$$
 Retour au sujet

La valeur trouvée à la question précédente (0,7 mg) est incluse dans cet intervalle : l'indication est donc correcte.

### 1. Étalonnage

Retour au sujet

1.1. (1) Dans le cas où une solution absorbe dans un seul domaine de longueur d'onde, sa couleur perçue est la couleur complémentaire de celle des radiations absorbées.

Ainsi, une solution d'ions cuivre (II) est de couleur bleu-vert car elle absorbe principalement dans le rouge (entre 647 et 850 nm).

De même, une solution d'ions fer (III) est de couleur jaune-vert car elle absorbe principalement dans le violet (entre 400 et 424 nm).


Rq: la solution absorbe encore davantage en dessous de 400 nm, c'est-à-dire dans l'ultraviolet (UV), ce qui n'a pas d'influence sur la couleur visible.

En travaillant à 800 nm, on est sûr que les ions fer (III) n'absorbent pas la lumière et donc que l'absorbance mesurée est uniquement due aux ions cuivre (II).

### Retour au sujet

1.2. (1,75) Lorsque la loi de Beer-Lambert est vérifiée, l'absorbance de la solution est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée : A = k.c.

En traçant la courbe A=f(concentration), on obtient une droite passant par l'origine, ce qui correspond bien à une situation de proportionnalité.



2. Détermination de la teneur en cuivre dans la pièce.

2.1. (1) Méthode 1 : On trace la droite moyenne passant au plus près de tous les points expérimentaux. On lit l'abscisse du point d'ordonnée A = 0,575. On obtient une concentration en ions Cu<sup>2+</sup> d'environ  $[Cu^{2+}] = 42 \text{ mmol.L}^{-1}$  (précision limitée due à une lecture graphique).

D'après l'équation de la réaction : n(Cu)<sub>ini</sub> = n(Cu<sup>2+</sup>)<sub>finale</sub>

$$\frac{m(Cu)}{M(Cu)} = \left[Cu^{2+}\right]_{finale}.V$$

 $m(Cu) = \left[ Cu^{2+} \right]_{finale} V.M(Cu)$  où V est le volume de la solution S<sub>2</sub>.

 $m(Cu) = 42 \times 10^{-3} \times 0,100 \times 63,5 = 0,2667 \text{ g, soit avec deux chiffres significatifs } m(Cu) = 2,7 \times 10^{2} \text{ mg.}$ 


Cette valeur est cohérente avec celles obtenues par les élèves et présentées dans le tableau du 3..

#### Méthode 2:

### Retour au sujet

La concentration en ions cuivre (II) est proportionnelle à la masse de cuivre utilisée (conservation de la matière) et aussi à l'absorbance (loi de Beer-Lambert) donc la masse de cuivre utilisée est proportionnelle à l'absorbance.

On trace la droite d'étalonnage A = f(masse de cuivre) pour lisser les erreurs et on fait une lecture graphique.



2.2.(0,75) D'après l'énoncé, une pièce de 5 centimes d'euros a une masse de 3,93 g.

La teneur massique en cuivre est donc T =  $\frac{m(Cu)}{m_{\text{pigns}}}$ 

$$T = \frac{2.6 \times 10^2 \times 10^{-3}}{3.93} = 0.066 = 6.6 \%$$

### Retour au sujet

Rq : cette valeur peut sembler faible, mais le cuivre n'est pas réparti de façon homogène dans la pièce mais uniquement à sa surface.

### 3. Incertitude

**3.1.** (0,75) En utilisant les fonctions statistiques de la calculatrice : moyenne :  $\overline{m}$  = 264,6 mg et écart-type expérimental :  $\sigma_{n-1}$  = 3,3.

L'incertitude élargie sur la moyenne est :  $U(\overline{m}) = k \cdot \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$  avec k = 2 pour un intervalle de confiance de 95 %

AN :  $U(\overline{m}) = 2 \times \frac{3.3}{\sqrt{10}} = 2,087 \text{ mg} = 2 \text{ mg}$  (on ne garde qu'un seul chiffre significatif sur l'incertitude).

**3.2.** (0,75) L'incertitude porte sur les mg, donc on arrondit  $\overline{m}$  au mg également.

$$m = \overline{m} \pm U(\overline{m})$$

m =  $265 \pm 2$  mg ou 263 mg < m < 267 mg avec un niveau de confiance de 95%.

### Retour au sujet

# **EXERCICE 2 : Spectrophotométrie (5,5 points)**


Retour au sujet

### 2ème partie : Dosage colorimétrique par étalonnage

**2.1.1.** Pour trouver un encadrement de la concentration en diiode de la solution S, on peut réaliser une **échelle de teinte en diiode**. Les solutions filles sont préparées par dilution d'une solution mère de concentration connue, dans des tubes à essais identiques. Les solutions filles ont ainsi des concentrations connues.

Il suffit ensuite de verser un peu de solution S dans un tube à essais, identique à ceux des solutions filles, et de comparer la teinte de la solution S à celles des solutions filles.

- **2.1.2.** Les récipients utilisés (tubes à essais ou béchers) doivent être tous identiques car la teinte d'une solution colorée dépend de **l'épaisseur de solution traversée**.
- **2.2.1.** Le spectrophotomètre doit être réglé sur la longueur d'onde correspondant au **maximum d'absorption**, soit ici, par lecture graphique sur le spectre d'absorption,  $\lambda_{max} = 4.7 \times 10^2$  nm.
- **2.2.2.** La courbe d'étalonnage étant une droite passant par l'origine, l'absorbance A est proportionnelle à la concentration C. On peut donc écrire une relation de la forme  $A = k \times C$  qui est bien en accord avec la loi de Beer-Lambert.
- **2.2.3.** Pour  $A_S = 0.78$  on lit sur la courbe  $C_{S.exp} = 870 \ \mu mol.L^{-1}$ . La solution en diiode de la teinture d'iode officinale ayant été diluée 200 fois :  $C_{exp} = 200$ .  $C_{S.exp} = 870 \times 200 = 174 \times 10^3 \ \mu mol.L^{-1} = 174 \ mmol.L^{-1} =$ **0.174 \ mol.L^{-1}**.



**2.3.1.** D'après la valeur de la masse volumique, 1 L de solution a une masse de  $9.0 \times 10^2$  g. Le pourcentage massique en diiode étant de 5 %, la masse de diiode attendue dans un litre de solution est alors :  $9.0 \times 10^2 \times \frac{5}{100} = 45$  g. La concentration massique en diiode attendue est donc bien  $C_m = 45 \text{ g.L}^{-1}$ .

**2.3.2.** 
$$C_a = \frac{C_m}{M(I_2)} = \frac{C_m}{2M(I)}$$
 soit  $C_a = \frac{45}{2 \times 127} = 0,177 \text{ mol.L}^{-1} = 0,18 \text{ mol.L}^{-1}$ 

**2.3.3.**  $\left| \frac{C_{\text{exp}} - C_{\text{a}}}{C_{\text{a}}} \right| = \left| \frac{0,174 - 0,177}{0,177} \right| =$ **1,7** % (en ne conservant que deux chiffres significatifs, comme pour  $C_{\text{a}}$  obtenue en 2.3.2.). La valeur expérimentale trouvée est très proche de la valeur attendue.

Retour au sujet